



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 29 октября 2012 года № ФСЗ 2012/13070

На медицинское изделие  
**Анализатор иммунохимический автоматический LIAISON XL с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**"ДиаСорин С.п.А.", Италия,  
DiaSorin S.p.A., Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), Italy**

Производитель  
**"ДиаСорин С.п.А.", Италия,  
DiaSorin S.p.A., Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), Italy**

Место производства медицинского изделия  
**STRATEC Biomedical AG, Gewerbestr. 37, 75217, Birkenfeld, Germany**

Номер регистрационного досье № **30063** от **30.08.2012**

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4300**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 29 октября 2012 года № 2167-Пр/12  
и приказом от 20 октября 2015 года № 7570 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0014500**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 октября 2012 года № ФСЗ 2012/13070

Лист 1

На медицинское изделие

**Анализатор иммунохимический автоматический LIAISON XL**

в составе:

1. Базовый блок анализатора LIAISON XL.
2. Рабочая станция к анализатору LIAISON XL.
3. Монитор для рабочей станции.
4. Клавиатура для рабочей станции.
5. Манипулятор типа «мышь» для рабочей станции.
6. Кабель питания.
7. Кабель USB.
8. Внешний сканер штрих-кодов.

Принадлежности:

1. Штативы для образцов (не более 10 шт.).
2. Промежуточные контейнеры с сенсорами, вместимостью 2 л. (не более 2 шт.).
3. Контейнеры с крышкой для промывочной жидкости, вместимостью 10 л (не более 2 шт.).
4. Контейнеры с крышкой для жидких отходов, вместимостью 10 л (не более 2 шт.).
5. Контейнер для дистиллированной воды с крышкой, вместимостью 10 л.
6. Контейнер для очищающего раствора, вместимостью 2 л.
7. Трубка для сброса кювет.
8. Крышки помпы WPRP (не более 3 шт.).
9. Крышки помпы WAP (не более 4 шт.).
10. Вспомогательный поддон.
11. Самоклеющаяся застёжка на липучке (держатель для внешнего ручного сканера штрих-кодов), длина 20 см.
12. Набор наклеек и штрих-кодов для штативов для проб.
13. Адаптер для флакона реактива для ежедневной проверки анализатора (не более 2 шт.).
14. Штатив для контролей (не более 2 шт.).
15. Адаптеры для штативов для проб, 60 шт. в упаковке (не более 2 упаковок).
16. Держатель штативов для проб.
17. Держатель интегралов.
20. Большой контейнер для отходов (27 л).

Приказом от 20 октября 2015 года № 7570 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



*М.А. Мурашко*  
**М.А. Мурашко**

0014589

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 октября 2012 года № ФСЗ 2012/13070

Лист 2

21. Устройство для измерения диаметра пробирки.
22. Набор наклеек «Не открывать» на разных языках.
23. Кабель питания (не более 5 шт).
- 24 Кабель USB (не более 6 шт).
- 25 Носители информации с программным обеспечением (не более 10 шт.).
26. Стартовый набор:
  - Мешки для утилизации твердых отходов с хомутами (40x55x20 см) - 50 шт.



Приказом от 20 октября 2015 года № 7570 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0013710